



Article n°	Description	Accoudoir : 10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Coussin de confort plat					x	x	
10-182	Coussin de confort incurvé					x	x	
10-381	Coussin moulé plat	x		x	x			x
10-381-H	Coussin de confort plat	x		x	x			x
10-382	Coussin moulé incurvé	x		x	x			x
10-382-H	Coussin de confort incurvé 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Coussin de confort incurvé 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Coussin de confort incurvé, petit		x					



Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

2020-10-30

Numéro du document : M10-181FR rev.01

Utilisation prévue

Coussin destiné à être utilisé avec des accoudoirs pour le confort et le maintien du patient lors de la chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.

Instructions d'utilisation

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

Contrôle

Vérifiez avant utilisation que le coussin est propre et qu'il n'est pas endommagé.

Spécifications techniques

Version	Description	UDI-DI	Dimension (H x l x L)	Poids	Matériau
10-181	Coussin	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mousse Mfoam
10-182	Coussin	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mousse Mfoam
10-381	Coussin	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuréthane
10-381-H	Coussin	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mousse Mfoam
10-382	Coussin	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuréthane
10-382-H	Coussin	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mousse Mfoam
10-382-HT	Coussin	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mousse Mfoam
10-382-K	Coussin	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mousse Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se