



| Ausführung | Beschreibung |
|-------------------|---|
| 10-464 | Beingurt mit Polsterung, Haken und Klettverschluss |
| 10-464-M | Beingurt mit Polsterung, Klettverschluss |



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung! Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

CE

2021-04-16

Dokumentnummer: M10-464DE rev.01

Verwendungszweck

Beingurt zur Fixierung der Patientenbeine während der Operation. Das Produkt ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorgesehen.

Nutzungshinweise

Verwendung

10-464: Befestigen Sie den Haken an einer der Seitenschiene. Fädeln Sie das Ende des Klettverschlusses durch die gegenüberliegende Seitenschiene und fixieren Sie den Gurt mit dem Klettverschluss.

10-464-M: Fädeln Sie die Enden des Gurtes durch die jeweils gegenüberliegende Seitenschiene und fixieren Sie den Gurt mit dem Klettverschluss.

Reinigung

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.

Kontrolle

Kontrollieren Sie vor der Verwendung, dass der Beingurt sauber und nicht beschädigt ist.

Technische Daten

| Art.-Nr. | Beschreibung | UDI-DI | Abmessungen (B x L) | Gewicht | Material |
|----------|--------------|----------------|------------------------|---------|-----------|
| 10-464 | Beingurt | 07350111832094 | 125 x 1670 mm | 0,3 kg | Polyester |
| 10-464-M | Beingurt | 07350111832100 | 125 x 2410 mm | 0,3 kg | Polyester |



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SCHWEDEN
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se