



Versión	Descripción
10-464	Correa para pierna con acolchado, gancho y velcro
10-464-M	Correa para pierna con acolchado y velcro



¡Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo! Es importante entender completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo.

CE

16-04-2021

Número de documento: M10-464ES rev.01

Uso previsto

Correa para la pierna destinada a fijar las piernas del paciente durante una operación quirúrgica. El producto debe ser utilizado por profesionales médicos dentro de unas instalaciones médicas.

Instrucciones de uso

Uso

10-464: Coloque el gancho en uno de los carriles laterales. Pase el extremo con velcro a través del carril lateral contrario y fije la correa en posición con el velcro.

10-464-M: Pase los extremos de la correa a través de cada carril lateral contrario y fijela en posición con el cierre de velcro.

Limpieza

Límpiala con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Séquela con un paño suave. No utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.

Control

Antes de usarla, compruebe que la correa para pierna esté limpia y no esté dañada.

Especificaciones técnicas

N.º de artículo	Descripción	UDI-DI	Dimensiones (Ancho × Largo)	Peso	Material
10-464	Correa para pierna	07350111832094	125 × 1670 mm	0,3 kg	Poliéster
10-464-M	Correa para pierna	07350111832100	125 × 2410 mm	0,3 kg	Poliéster



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUECIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se