



Version	Description
10-464	Sangle pour jambe avec rembourrage, crochet et velcro
10-464-M	Sangle pour jambe avec rembourrage, velcro



**Veillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.**

**CE**

2021-04-16

Numéro du document : M10-464FR rev.01

## Utilisation prévue

---

Sangle pour jambe destinée à attacher la jambe du patient lors de la chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.

## Instructions d'utilisation

---

### Utilisation

**10-464** : Fixez le crochet sur l'un des rails latéraux. Enfilez l'extrémité du velcro à travers le rail latéral opposé et verrouillez la sangle en place avec le velcro.

**10-464-M** : Enfilez les extrémités de la sangle à travers chaque rail latéral opposé et verrouillez la sangle en place avec la fixation en velcro.

### Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

### Contrôle

Vérifiez avant utilisation que la sangle pour jambe est propre et qu'elle n'est pas endommagée.

## Spécifications techniques

---

Article n°	Description	UDI-DI	Dimension (l x L)	Poids	Matériau
10-464	Sangle pour jambe	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Sangle pour jambe	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)