



Versione	Descrizione
10-464	Cinghia per gambe con imbottitura, gancio e velcro
10-464-M	Cinghia per gambe con imbottitura e velcro



Leggere il Manuale d'uso prima dell'utilizzo! È importante comprendere perfettamente il contenuto del manuale d'uso prima di cercare di utilizzare l'attrezzatura.

CE

16-04-2021

Numero documento: M10-464IT rev.01

Uso previsto

Cinghia destinata a fissare le gambe del paziente durante l'intervento chirurgico. Il prodotto deve essere utilizzato da medici professionisti all'interno di una struttura medica.

Istruzioni d'uso

Utilizzo

10-464: fissare il gancio a una delle guide laterali. Infilare l'estremità con il velcro attraverso la guida laterale opposta e bloccare la cinghia in posizione con il velcro.

10-464-M: infilare le estremità della cinghia attraverso ciascuna guida laterale opposta e bloccare la cinghia in posizione con il fissaggio in velcro.

Pulizia

Pulire con un detergente antisettico avente un pH di 6 – 8 e acqua tiepida. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.

Controllo

Prima dell'uso, controllare che la cinghia per gambe sia pulita e priva di danni.

Specifiche tecniche

Articolo n.	Descrizione	UDI-DI	Dimensione (P x L)	Peso	Materiale
10-464	Cinghia per gambe	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Poliestere
10-464-M	Cinghia per gambe	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Poliestere



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVEZIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se