



<b>Versie</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>10-464</b>	<b>Beenriem met wattering, haak en klittenband</b>
<b>10-464-M</b>	<b>Beenriem met wattering, klittenband</b>



Lees de gebruikershandleiding voor gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de gebruikershandleiding volledig begrijpt voordat u de apparatuur gaat gebruiken.

**CE**

16-04-2021

Documentnummer: M10-464NL rev.01

## Bedoeld gebruik

---

Beenriem bedoeld om de benen van de patiënt te fixeren tijdens een operatie. Het product moet worden gebruikt door medische professionals binnen een medische faciliteit.

## Gebruikersinstructies

---

### Gebruik

**10-464:** Bevestig de haak aan een van de zijrails. Haal het klittenbandeinde door de tegenoverliggende zijrail en zet de riem vast op zijn plaats met het klittenband.

**10-464-M:** Haal de uiteinden van de riem door elke tegenoverliggende zijrail en zet de riem vast op zijn plaats met de klittenbandbevestiging.

### Schoonmaken

Maak schoon met antiseptisch schoonmaakmiddel met een pH van 6 – 8 en warm water. Wrijf droog met zachte doek. Gebruik geen sterk zuur of alkalisch schoonmaakmiddel.

### Controle

Controleer voor gebruik of de beenriem schoon en niet beschadigd is.

## Technische specificatie

---

Artikelnr.	Beschrijving	UDI-DI	Afmetingen (B x L)	Gewicht	Materiaal
10-464	Beenriem	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Beenriem	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
ZWEDEN

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)