



Versjon	Beskrivelse
10-464	Benrem med polstring, krok og borrelås
10-464-M	Ben-rem med polstring og borrelås



Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk.

**CE**

2021-04-16

Dokumentnummer: M10-464NO rev.01

## Tiltentkt bruk

---

Benrem beregnet for å fikse pasientens ben under en operasjon. Produktet skal brukes av helsepersonell innenfor en medisinsk institusjon.

## Bruksanvisning

---

### Bruk

**10-464:** Fest kroken på en av sideskinnene. Tre borrelåsen gjennom den motsatte sideskinnen og lås stroppen på plass med borrelåset.

**10-464-M:** Tre stropens ender gjennom hver motsatte sideskinne og lås stroppen på plass med borrelåsfestet.

### Rengjøring

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.

### Kontroll

Kontroller før bruk at benremmen er ren og uten skader.

## Tekniske spesifikasjoner

---

Artikkelnr.	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (B x L)	Vekt	Materiale
10-464	Benrem	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Benrem	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)