



Wersja	Opis
10-464	taśma na nogę z wyściółką, na haczyk i rzep
10-464-M	taśma na nogę z wyściółką, na rzep



Przed użyciem przeczytać podręcznik obsługi! Bardzo ważne jest całkowite zrozumienie treści podręcznika obsługi przed przystąpieniem do obsługi sprzętu.

CE

16.04.2021

Numer dokumentu: M10-464PL wer. 01

Przeznaczenie

Taśma na nogę przeznaczona do unieruchamiania nogi pacjenta w trakcie operacji. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego przez pracowników służby zdrowia na terenie placówek opieki zdrowotnej.

Instrukcje dla użytkownika

Użycie

10-464: Zaczepić haczyk o jedną z szyn bocznych. Zawinąć koniec z rzepem przez szynę boczną po przeciwległej stronie, po czym zapiąć taśmę mocowaniem na rzep.

10-464-M: Zawinąć końce taśmy przez przeciwległe szyny boczne, po czym zapiąć ją mocowaniem na rzep.

Czyszczenie

Czyścić antyseptycznym środkiem czyszczącym o pH 6–8 i ciepłą wodą. Wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie stosować środków czyszczących silnie kwasowych bądź zasadowych.

Kontrola

Przed użyciem sprawdzić, czy taśma jest czysta i nieuszkodzona.

Dane techniczne

Numer artykułu	Opis	UDI-DI	Wymiary (szer. × dł.)	Masa	Materiał
10-464	taśma na nogę	07350111832094	125 × 1 670 mm	0,3 kg	poliester
10-464-M	taśma na nogę	07350111832100	125 × 2 410 mm	0,3 kg	poliester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SZWECJA
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se