



Sürüm	Açıklama
10-464	Yastıklı, kancalı ve cırt cırtlı bacak kayışı
10-464-M	Yastıklı, cırt cırtlı bacak kayışı



Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun! Ekipmanı kullanmayı denemeden önce kullanım kılavuzunun içeriğini tam olarak anlamak önemlidir.

CE

16-04-2021

Belge numarası: M10-464TR rev.01

Kullanım amacı

Ameliyat sırasında hastaların bacaklarını sabitlemek için bacak kayışı. Ürün bir sağlık tesisi içinde tıp uzmanları tarafından kullanılacaktır.

Kullanıcı talimatları

Kullanım

10-464: Kancayı yan raylardan birine takın. Cırt cırtlı ucu karşı yan raydan geçirin ve kayışı cırt cırtla yerine sabitleyin.

10-464-M: Kayış üzerindeki uçları her bir karşı yan raydan geçirin ve kayışı cırt cırtlar aracılığıyla yerine sabitleyin.

Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ılık su ile temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulayın. Güçlü asidik veya alkali deterjanlar kullanmayın.

Kontrol

Kullanmadan önce bacak kayışının temiz olduğunu ve hasar görmediğini kontrol edin.

Teknik özellikler

Madde no.	Açıklama	UDI-DI	Boyutlar (G x U)	Ağırlık	Malzeme
10-464	Bacak kayışı	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Bacak kayışı	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester

REISON
MEDICAL

Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
İSVEÇ

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se