



Art.-Nr.	Beschreibung	Armauflage: 10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Ebenes Komfortpolster					x	x	
10-182	Gewölbtes Komfortpolster					x	x	
10-381	Flaches Formpolster	x		x	x			x
10-381-H	Ebenes Komfortpolster	x		x	x			x
10-382	Gewölbtes Formpolster	x		x	x			x
10-382-H	Gewölbtes Komfortpolster 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Gewölbtes Komfortpolster 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Gewölbtes Komfortpolster, kurz		x					



Vor Verwendung die Bedienungsanleitung lesen! Es ist wichtig, den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig zu verstehen, bevor das Gerät verwendet wird.

CE

30.10.2020

Dokumentenummer: M10-181DE rev.01

Verwendungszweck

Armauflagen-Polster, das die komfortable Lagerung des Arms bei der Operation sicherstellt. Das Produkt ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorgesehen.

Nutzungshinweise

Reinigung

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.

Kontrolle

Kontrollieren Sie vor der Verwendung, dass das Polster sauber und nicht beschädigt ist.

Technische Daten

Variante	Beschreibung	UDI-DI	Abmessungen (H x B x L)	Gewicht	Material
10-181	Polster	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Polster	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Polster	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyurethan
10-381-H	Polster	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Polster	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyurethan
10-382-H	Polster	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Polster	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Polster	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SCHWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se