



Varenr.	Beskrivelse	Armbord:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Plan komfortpude						x	x	
10-182	Buet komfortpude						x	x	
10-381	Plan formstøbt pude		x		x	x			x
10-381-H	Plan komfortpude		x		x	x			x
10-382	Buet formstøbt pude		x		x	x			x
10-382-H	Buet komfortpude 45 mm		x		x	x			x
10-382-HT	Buet komfortpude 70 mm		x		x	x			x
10-382-K	Buet komfortpude, kort			x					



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

30-10-2020

Dokumentnummer: M10-181DK rev.01

Tilsigtet brug

Pude beregnet til brug sammen med et armbord for at sikre komfort og støtte til patienten under et kirurgisk indgreb. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.

Anvisninger i brug

Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

Kontrol

Kontroller før brug, at puden er ren og fri for skader.

Tekniske specifikationer

Version	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (H x B x L)	Vægt	Materiale
10-181	Pude	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Pude	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Pude	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuretan
10-381-H	Pude	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Pude	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuretan
10-382-H	Pude	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Pude	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Pude	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se