



		Apoyabrazos:						
		10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
N.º de artículo	Descripción							
10-181	Cojín cómodo plano					x	x	
10-182	Cojín cómodo curvo					x	x	
10-381	Cojín moldeado plano	x		x	x			x
10-381-H	Cojín cómodo plano	x		x	x			x
10-382	Cojín moldeado curvo	x		x	x			x
10-382-H	Cojín cómodo curvo de 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Cojín cómodo curvo de 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Cojín cómodo curvo, corto		x					



¡Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo! Es importante entender completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo.

CE

30/10/2020

Número de documento: M10-181ES rev.01

Uso previsto

Cojín destinado a ser utilizado con apoyabrazos para proporcionar comodidad y apoyo al paciente durante una operación quirúrgica. El producto debe ser utilizado por profesionales médicos dentro de unas instalaciones médicas.

Instrucciones de uso

Limpieza

Límpielo con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Séquelo con un paño suave. No utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.

Control

Antes de usarlo, compruebe que el cojín esté limpio y no esté dañado.

Especificaciones técnicas

Variante	Descripción	UDI-DI	Dimensiones (Alto x Ancho x Alto)	Peso	Material
10-181	Cojín	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Espuma viscoelástica
10-182	Cojín	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Espuma viscoelástica
10-381	Cojín	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Poliuretano
10-381-H	Cojín	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Espuma viscoelástica
10-382	Cojín	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Poliuretano
10-382-H	Cojín	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Espuma viscoelástica
10-382-HT	Cojín	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Espuma viscoelástica
10-382-K	Cojín	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Espuma viscoelástica



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUECIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se