



Articolo n.	Descrizione	Poggiaabbraccia:						
		10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Cuscino comfort piatto					x	x	
10-182	Cuscino comfort curvo					x	x	
10-381	Cuscino sagomato piatto	x		x	x			x
10-381-H	Cuscino comfort piatto	x		x	x			x
10-382	Cuscino sagomato curvo	x		x	x			x
10-382-H	Cuscino comfort curvo 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Cuscino comfort curvo 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Cuscino comfort curvo, corto		x					



Leggere il Manuale d'uso prima dell'utilizzo! È importante comprendere appieno il contenuto del manuale d'uso prima di tentare di utilizzare l'apparecchiatura.

CE

30-10-2020

Numero documento: M10-181IT rev. 01

Usò previsto

Cuscino destinato a essere utilizzato con poggiaabbraccia per dare comfort e supporto ai pazienti durante gli interventi chirurgici. Il prodotto deve essere utilizzato da medici professionisti all'interno di una struttura medica.

Istruzioni d'uso

Pulizia

Pulire con un detergente antisettico avente un pH di 6 – 8 e acqua tiepida. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.

Controllo

Prima dell'uso, controllare che il cuscino sia pulito e privo di danni.

Specifiche tecniche

Versione	Descrizione	UDI-DI	Dimensione (A x P x L)	Peso	Materiale
10-181	Cuscino	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Cuscino	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Cuscino	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Poliuretano
10-381-H	Cuscino	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Cuscino	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Poliuretano
10-382-H	Cuscino	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Cuscino	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Cuscino	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVEZIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se