



Artikkelnr.	Beskrivelse	Armbord:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Flat komfortpute						x	x	
10-182	Buet komfortpute						x	x	
10-381	Flat formstøpt pute		x		x	x			x
10-381-H	Flat komfortpute		x		x	x			x
10-382	Buet formstøpt pute		x		x	x			x
10-382-H	Buet komfortpute 45 mm		x		x	x			x
10-382-HT	Buet komfortpute 70 mm		x		x	x			x
10-382-K	Buet komfortpute, kort			x					



Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk.

CE

2020-10-30

Dokumentnummer: M10-181NO rev.01

Tiltenkt bruk

Pute beregnet for bruk med armbord for å gi pasienten komfort og støtte under en operasjon. Produktet skal brukes av helsepersonell innenfor en medisinsk institusjon.

Bruksanvisning

Rengjøring

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.

Kontroll

Kontroller før bruk at puten er ren og uten skader.

Tekniske spesifikasjoner

Variant	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (H x B x L)	Vekt	Materiale
10-181	Pute	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Pute	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Pute	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuretan
10-381-H	Pute	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Pute	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuretan
10-382-H	Pute	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Pute	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Pute	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se