



| | | Przystawka pod rękę: | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | | 10-380 | 10-380-K | 10-380-F | 10-380-L | 10-380-M | 10-380-M10 | 10-380-S30 |
| Numer artykułu | Opis | | | | | | | |
| 10-181 | poduszka płaska | | | | | x | x | |
| 10-182 | poduszka zakrzywiona | | | | | x | x | |
| 10-381 | poduszka płaska formowana | x | | x | x | | | x |
| 10-381-H | poduszka płaska | x | | x | x | | | x |
| 10-382 | poduszka zakrzywiona formowana | x | | x | x | | | x |
| 10-382-H | poduszka zakrzywiona 45 mm | x | | x | x | | | x |
| 10-382-HT | poduszka zakrzywiona 70 mm | x | | x | x | | | x |
| 10-382-K | poduszka zakrzywiona krótka | | x | | | | | |



Przed użyciem przeczytać podręcznik obsługi! Bardzo ważne jest całkowite zrozumienie treści podręcznika obsługi przed przystąpieniem do obsługi sprzętu.

CE

30.10.2020

Numer dokumentu: M10-181PL wer. 01

Przeznaczenie

Poduszka przeznaczona do użytku z przystawkami pod rękę, zapewniająca pacjentowi komfort i podparcie w trakcie operacji. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego przez pracowników służby zdrowia na terenie placówek opieki zdrowotnej.

Instrukcje dla użytkownika

Czyszczenie

Czyścić antyseptycznym środkiem czyszczącym o pH 6–8 i ciepłą wodą. Wyrzeć do sucha miękką szmatką. Nie stosować środków czyszczących silnie kwasowych bądź zasadowych.

Kontrola

Przed użyciem sprawdzić, czy poduszka jest czysta i nieuszkodzona.

Dane techniczne

| Wersja | Opis | UDI-DI | Wymiary (wys. × szer. × dł.) | Masa | Materiał |
|-----------|----------|----------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 10-181 | poduszka | 07350111831899 | 45 × 180 × 610 mm | 0,32 kg | pianka z pamięcią kształtu |
| 10-182 | poduszka | 07350111831905 | 65 × 180 × 610 mm | 0,33 kg | pianka z pamięcią kształtu |
| 10-381 | poduszka | 07350111831936 | 35 × 165 × 610 mm | 0,70 kg | poliuretan |
| 10-381-H | poduszka | 07350111831943 | 45 × 180 × 610 mm | 0,32 kg | pianka z pamięcią kształtu |
| 10-382 | poduszka | 07350111831950 | 25 × 180 × 610 mm | 0,80 kg | poliuretan |
| 10-382-H | poduszka | 07350111831967 | 45 × 180 × 610 mm | 0,30 kg | pianka z pamięcią kształtu |
| 10-382-HT | poduszka | 07350111831998 | 80 × 180 × 610 mm | 0,50 kg | pianka z pamięcią kształtu |
| 10-382-K | poduszka | 07350111832018 | 45 × 180 × 455 mm | 0,20 kg | pianka z pamięcią kształtu |



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SZWECJA
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se