



Artikelnr.	Beskrivning	Armbord:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
10-181	Plan komfortmadrass						x	x	
10-182	Skålad komfortmadrass						x	x	
10-381	Plan gjuten madrass		x		x	x			x
10-381-H	Plan komfortmadrass		x		x	x			x
10-382	Skålad gjuten madrass		x		x	x			x
10-382-H	Skålad komfortmadrass 45mm		x		x	x			x
10-382-HT	Skålad komfortmadrass 70mm		x		x	x			x
10-382-K	Skålad komfortmadrass, kort			x					



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

CE

2020-10-30

Dokument nummer: M10-181SE rev.01

Avsedd användning

Dyna avsedd att användas i kombination med armbord som komfortstöd för patient under operation. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Användarinstruktion

Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåtvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera innan användning att dynan inte har några skador där föroreningar kan fastna och bakterier ansamlas, som kan orsaka smitta.

Teknisk specifikation

Variant	Beskrivning	UDI-DI	Dimension (H x B x L)	Vikt	Material
10-181	Dyna	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Dyna	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Dyna	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuretan
10-381-H	Dyna	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Dyna	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuretan
10-382-H	Dyna	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Dyna	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Dyna	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se