



	Kol tablası:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
Madde no.	Açıklama							
10-181	Düz konfor yastığı					x	x	
10-182	Kavisli konfor yastığı					x	x	
10-381	Düz kalıplı yastık	x		x	x			x
10-381-H	Düz konfor yastığı	x		x	x			x
10-382	Kavisli kalıplı yastık	x		x	x			x
10-382-H	Kavisli konfor yastığı 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Kavisli konfor yastığı 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Kavisli konfor yastığı, kısa		x					



Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun! Ekipmanı kullanmayı denemeden önce kullanım kılavuzunun içeriğini tam olarak anlamak önemlidir.

CE

30-10-2020

Belge numarası: M10-181TR rev.01

Kullanım amacı

Yastık ameliyat sırasında hastaya konfor ve destek sağlamak için kol tablaları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün bir sağlık tesisi içinde tıp uzmanları tarafından kullanılacaktır.

Kullanıcı talimatları

Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ılık su ile temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulayın. Güçlü asidik veya alkali deterjanlar kullanmayın.

Kontrol

Kullanmadan önce yastığın temiz olduğunu ve hasar görmediğini kontrol edin.

Teknik özellikler

Sürüm	Açıklama	UDI-DI	Boyutlar (Y x G x U)	Ağırlık	Malzeme
10-181	Yastık	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Yastık	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Yastık	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Poliüretan
10-381-H	Yastık	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Yastık	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Poliüretan
10-382-H	Yastık	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Yastık	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Yastık	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
İSVEÇ

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se