



Version	Beskrivelse
10-383	Rem til armbord 60 cm
10-383-L	Rem til armbord 73 cm



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

2021-04-15

Dokumentnummer: M10-383DK rev.01

Tilsigtet brug

Rem beregnet til at blive brugt med et armbord til at fiksere patientens arm under et kirurgisk indgreb. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.

Anvisninger i brug

Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

Kontrol

Kontroller før brug, at remmen er ren og fri for skader. Kontroller velcro-låsefunktionen.

Tekniske specifikationer

Version	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (B x L)	Vægt	Materiale
10-383	Rem	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyester
10-383-L	Rem	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se