



<b>Versión</b>	<b>Descripción</b>
<b>10-383</b>	<b>Correa para apoyabrazos de 60 cm</b>
<b>10-383-L</b>	<b>Correa para apoyabrazos de 73 cm</b>



¡Lea el Manual de usuario antes de usar el equipo! Es importante entender completamente el contenido del Manual de usuario antes de intentar utilizar el equipo.

**CE**

15-04-2021

Número de documento: M10-383ES rev.01

## Uso previsto

---

Sujeción destinada a ser utilizada con apoyabrazos para fijar el brazo del paciente durante una operación quirúrgica. El producto debe ser utilizado por profesionales médicos dentro de unas instalaciones médicas.

## Instrucciones de uso

---

### Limpieza

Límpiala con un detergente antiséptico con un pH 6–8 y agua tibia. Séquela con un paño suave. No utilice un detergente ácido o alcalino fuerte.

### Control

Antes de usarla, compruebe que la correa esté limpia y no se encuentre dañada. Compruebe la función de fijación con velcro.

## Especificaciones técnicas

---

Versión	Descripción	UDI-DI	Dimensiones (Ancho × Largo)	Peso	Material
10-383	Correa	07350111832025	50 × 600 mm	34 g	Poliéster
10-383-L	Correa	07350111832032	50 × 730 mm	42 g	Poliéster



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SUECIA

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)