



Version	Description
10-383	Sangle pour accoudoir 60 cm
10-383-L	Sangle pour accoudoir 73 cm



Veillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

2021-04-15

Numéro du document : M10-383FR rev.01

Utilisation prévue

Sangle destinée à être utilisée au niveau des accoudoirs pour fixer le bras du patient pendant la chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.

Instructions d'utilisation

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

Contrôle

Vérifiez avant utilisation que la sangle est propre et qu'elle n'est pas endommagée. Vérifiez la fonction de verrouillage en velcro.

Spécifications techniques

Version	Description	UDI-DI	Dimension (l x L)	Poids	Matériau
10-383	Sangle	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyester
10-383-L	Sangle	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se