



Versie	Beschrijving
10-383	Riem armplaat 60 cm
10-383-L	Riem armplaat 73 cm



Lees de gebruikershandleiding voor gebruik! Het is belangrijk dat u de inhoud van de gebruikershandleiding volledig begrijpt voordat u de apparatuur gaat gebruiken.

CE

15-04-2021

Documentnummer: M10-383NL rev.01

Bedoeld gebruik

Riem om te worden gebruikt bij armplaten om de patiëntarm tijdens de operatie te fixeren. Het product moet gebruikt worden door medische professionals binnen een medische faciliteit.

Gebruikersinstructies

Schoonmaken

Maak schoon met antiseptisch schoonmaakmiddel met een pH van 6 – 8 en warm water. Wrijf droog met zachte doek. Gebruik geen sterk zuur of alkalisch schoonmaakmiddel.

Controle

Controleer voor gebruik of de riem schoon en niet beschadigd is. Controleer of de klittenbandsluiting functioneert

Technische specificatie

Versie	Beschrijving	UDI-DI	Afmetingen (B x L)	Gewicht	Materiaal
10-383	Riem	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyester
10-383-L	Riem	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
ZWEDEN
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se