



Versjon	Beskrivelse
10-383	Festebånd til armbrett 60 cm
10-383-L	Festebånd til armbrett 73 cm



Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk.

CE

2021-04-15

Dokumentnummer: M10-383NO rev.01

Tiltenkt bruk

Felle beregnet på å brukes med armbrett for å feste pasientarmen under operasjonen. Produktet skal brukes av helsepersonell ved medisinske institusjoner.

Bruksanvisning

Rengjøring

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.

Kontroll

Kontroller før bruk at festebåndet er rent og uten skader. Kontroller borrelåsefunksjonen

Tekniske spesifikasjoner

Versjon	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (B x L)	Vekt	Materiale
10-383	Festebånd	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyester
10-383-L	Festebånd	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se