



Version	Beskrivelse
10-464	Benrem med polstring, krog og velcro
10-464-M	Benrem med polstring, velcro



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

**CE**

2021-04-16

Dokumentnummer: M10-464DK rev.01

## Tilsigtet brug

---

Benrem beregnet til fiksering af patientens ben under et kirurgisk indgreb. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.

## Anvisninger i brug

---

### Brug

**10-464:** Fastgør krogen på en af sideskinnerne. Før velcro-enden gennem den modsatte side af skinnen, og sæt remmen fast med velcroen.

**10-464-M:** Før remmens ender hver gennem den modsatte side af skinnen, og sæt remmen fast med velcro-fastgørelsen.

### Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

### Kontrol

Kontroller før brug, at benremmen er ren og fri for skader.

## Tekniske specifikationer

---

Varenr.	Beskrivelse	UDI-DI	Mål (B x L)	Vægt	Materiale
10-464	Benrem	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Benrem	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)